

2016

***Общелабораторное оборудование:**

<http://www.piterlab.ru/>

<http://www.piterlabsnab.ru/>

<http://petrolabspb.ru/>

***Оборудование для животноводства и ветеринарии:**

<http://vetlabspb.ru/>

***Весы аналитические, лабораторные, технические:**

<http://petrovesspb.ru/>

ООО «Компания ПитерЛаб»

Прайс-лист

Тесты на определение антибиотиков в молоке



☎/📠 **8 (812) 997-00-54**

Электронная почта: info@petrolabspb.ru

Сайт: petrolabspb.ru



ООО «Компания ПитерЛаб»

Лабораторное оборудование.

✉ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи"
e-mail: info@petrolabspb.ru

<http://petrolabspb.ru>

Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

Действителен с 01.04.2016 г.


Тесты на определение антибиотиков в молоке

Технические характеристики приборов можете посмотреть на нашем сайте

<http://petrolabspb.ru/>










(Указан не весь перечень оборудования и приборов! Уточняйте у менеджеров!)


Возможно изменение цены без предварительного уведомления.

№	Наименование	Внешний вид	Цена
1	<u>Дельвотест DELVOTEST SP-NT mini</u> (набор 25 проб) Время анализа 3 часа. Требуется термостат. β-лактамы, тетрациклины (ГОСТ), ингибиторы (моющие средства).		124 euro
2	<u>Дельвотест DELVOTEST SP-NT</u> (набор 100 проб) Время анализа 3 часа. Требуется термостат. β-лактамы, тетрациклины (ГОСТ), ингибиторы (моющие средства).		220 euro
3	<u>ДЕЛЬВОТЕСТ BLF \ DELVOTEST</u> (набор 100 проб) Время анализа 5 минут. Требуется термостат. β-лактаманная группа (пенициллины, цефалоспорины).		360 euro
4	<u>Тест Калидос МР</u> (набор 100 проб) Время анализа 3 часа. Требуется термостат. β-лактамы, тетрациклины, ингибиторы (моющие средства).		199 euro
5	<u>Экспрес-тест BT Sensor</u> (набор 96 проб) Время анализа 5 минут. Не требуется термостат! β-лактамы, тетрациклины.		19 900 руб.
6	<u>Экспресс-тест "4sensor KIT060"</u> (набор 96 проб) Время анализа 10 минут. Требуется термостат. 4 группы (ГОСТ) β-лактамы, тетрациклины, хлорамфеникол, стрептомицины.		37 800 руб.

✉ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи"
e-mail: info@petrolabspb.ru <http://petrolabspb.ru>

Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

7	Экспресс-тест "Twinsensor KIT034" (набор 96 проб) Время анализа 10 минут. Требуется термостат. β-лактамы, тетрациклины.		24 600 руб.
8	Beta Star Combo (Бета-Стар Комбо) 25 шт (набор 25 проб). Время анализа 5 минут. Требуется термостат. β-лактамы, тетрациклины.		191 euro
9	Beta Star Combo (Бета-Стар Комбо) 250 шт (набор 250 проб). Время анализа 5 минут. Требуется термостат. β-лактамы, тетрациклины.		917 euro
10	Betastar 4D Экспресс-тест на 4 группы антибиотиков в молоке 25 шт (набор 25 проб). Время анализа 5 минут. Требуется термостат. 4 группы (ГОСТ) β-лактамы, тетрациклины, хлорамфеникол, стрептомицины.		195 euro
11	Betastar 4D Экспресс-тест на 4 группы антибиотиков в молоке 250 шт (набор 250 проб). Время анализа 5 минут. Требуется термостат. 4 группы (ГОСТ) β-лактамы, тетрациклины, хлорамфеникол, стрептомицины.		1150 euro
12	Beta Star (набор 25 проб). Время анализа 5 минут. Требуется термостат. β-лактамы.		196 euro
13	Beta Star (набор 250 проб). Время анализа 5 минут. Требуется термостат. β-лактамы.		901 euro
14	BRT Inhibitor Test (набор 100 проб). Время анализа 2 часа 15 минут. Требуется термостат. β-лактамы Тетрациклины ингибиторы (моющие средства) ГОСТ Р 51600-2010.		199 euro
15	Snap (СНАП) Duo Beta-tetra ST (набор 30 проб) Время анализа 6 минут. Не требуется термостат! β-лактамы, тетрациклины.		19 800 руб.

16	<u>PROQUITEST R 96 KIT</u> (набор 96 проб) Время анализа 5 минут. Не требуется термостат! β-лактамы, тетрациклины.		295 euro
17	<u>ТЕСТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСИ СЫВОРОТКИ В МОЛОКЕ «ScGMP»</u> Не требуется термостат! ИМУННО-МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА Тест «ScGMP» – это иммунохроматографических набора, позволяющие легко и быстро определить примесь сыворотки как в молоке-сырье, так и в сухом молоке. Принцип действия теста сводится к определению энзима казеина гликомакропептида (casein-glycomacropeptide), который является специфичным и присутствует в больших количествах в сыворотке в результате разложения энзима казеина при производстве сыра. В отсутствии примеси сыворотки в молоке это вещество или совсем отсутствует, или имеют только следы.		5 тест-полосок 334 euro 50 тест-полосок 2131 euro
18	<u>Экспресс - тест 4S (бета-лактамой, тетрациклиновой групп, стрептомицина, хлорамфеникола)</u> Время анализа 5 минут. Не требуется термостат!		35 000 руб.
19	<u>Инкубатор-термостат "HEATSENSOR DUO" APP032</u>		22 900 руб.
20	<u>Мини-инкубатор с таймером «MD-MINI-001»</u>		14 900 руб.
21	<u>Сухой Инкубатор MCI-12 220V</u>		296 euro
22	<u>Инкубатор HeatSensor HS 00647</u>		31 500 руб.